

INSTRUKS

Postnatale genetiske undersøgelser – væv (hudbiopsi)

Materiale

1. Glas med sterilt transportmedium. Rekvireres fra laboratoriet Klinisk Genetisk Afdeling, tlf. 7845 5557.
Opbevares ved -18°C indtil anvendelse (alm. fryser).
Holdbarhed: Se udløbsdato på transportmediet.
2. Steril saks eller skalpel.
3. Steril pincet.

Prøvetagning

(Skal foregå sterilt og mediet skal være helt optøet)

- A. Indersiden af overarmen renses omhyggeligt af med 70% ethanol (hospitalsprit).
- B. Med den krumme sterile pincet tager man en ca. 1 x 8-10 mm² hudfold mellem brancherne og klemmer til, indtil huden er anæmisk. Derefter skæres hudfolden af langs pincettens brancher med den sterile skalpel
- C. Hudbiopsien overføres til det medfølgende glas med transportmedium.
- D. Efter prøvetagning skal glasset med biopsien opbevares ved +4°C til forsendelse (må under ingen omstændigheder komme under 0°C).

Forsendelse

Hverdage: Snarest muligt med Falck eller post.

Weekend og helligdage: Opbevares som ovenfor beskrevet til forsendelse til modtagelse første hverdags morgen.

Prøven sendes med rekvisitionssedlen "Postnatale genetiske undersøgelser" (udfyldes omhyggeligt), som findes på hjemmesiden:

<http://www.skejby.dk/afdelinger/klinisk+genetisk+afdeling/for+fagfolk/rekvissionseddel>

Forud for forsendelsen ringes til laboratoriet på tlf. 7845 5557.

midt
regionmidtjylland

Dato _____

Ref. KGA-lab.

Direkte tlf. +45 7845 5557

Telefax +45 8678 3461